



Care Q7

Non - Contact Forehead Infrared Thermometer



EN – USER MANUAL

Before first use, the consumer must first read the instructions and safety precautions of the product.

1. Product description Parts of the thermometer:

1. Infrared sensor
2. LCD display
3. MODE / SET button
4. UP button
5. DOWN button
6. BACKLIGHT
7. SCAN button
8. Battery cover

2. Display description

Display data:
 1. Surface mode (surface temperature measurement)
 2. Body temp mode (body temperature measurement)
 3. Temperature reading
 4. Memory number of the reading
 5. Beeper
 6. Temperature scale °C / °F
 7. Low battery warning
 8. Summary of stored readings

3. Main technical specifications

Units of measurement	0.1 °C (0.1 °F)
Operating conditions – ambient temp.	10–40 °C (50–104 °F)
Storage conditions – ambient temp.	0–50 °C (32–122 °F)
Operating conditions – humidity	≤ 85%
Storage conditions – humidity	≤ 90%
Power source	2x 1.5V AAA batteries
Dimensions	98x 36.5 x 132 mm
Weight	73 g
Measurement range – body temp mode	32.0–43 °C
Measurement range – surface temp mode	0–100 °C
Max. reading variation – body temp	+/- 0.3 °C
Max. reading variation – surface temp	+/- 1.0 °C
Distance from sensor to object	1–3 cm
Measurement speed	≤ 0.8 seconds
Automatic off	15 seconds

4. Accuracy of body temperature readings

32.0 – 39.0 °C (93.2 – 96.6 °F)	± 0.3 °C (32.0 – 34.9 °C)
36.0 – 39.0 °C (96.8 – 102.2 °F)	± 0.2 °C (35.0 – 42.0 °C)
39.0 – 42.5 °C (102.2 – 108.5 °F)	± 0.3 °C (42.1 – 43.0 °C)

5. Normal body temperature ranges by measurement method

Measurement method	Normal temperature
Anally	36.6 – 38.0 °C (97.8 – 100.4 °F)
Orally	35.5 – 37.5 °C (95.9 – 99.7 °F)
In the armpit	34.7 – 37.3 °C (94.4 – 99.1 °F)
In ear	35.8 – 38.0 °C (96.4 – 100.4 °F)

6. Normal body temperature ranges by age

Age	Normal temperature
0 – 2	36.4 – 38.0 °C (97.5 – 100.4 °F)
3 – 10	36.1 – 37.8 °C (97.0 – 100.0 °F)
11 – 65	35.9 – 37.6 °C (96.6 – 99.7 °F)
> 65	35.8 – 37.5 °C (96.4 – 99.5 °F)


7. Thermometer settings

- a. Setting measurement mode: Press MODE to toggle between surface temperature reading (it displays "Surface") and body temperature reading (it displays "body temp").
 Press and hold MODE / SET for 2 seconds to access further settings. Press MODE / SET again to scroll through the individual settings.
 b. Pressing and holding MODE / SET for 2 seconds displays F-1: Press UP or DOWN to set the reading to "°C" or "°F" respectively.
 c. Pressing MODE / SET again displays F-2: Press UP and DOWN to adjust the temperature threshold for the beeper in increments of 0.1 °C.
 d. Pressing MODE / SET again displays F-3: Press UP or DOWN to enable or disable the elevated temperature beeper. '0' means OFF and '1' means ON.
 e. Pressing MODE / SET again clears the display and the settings are saved.



Important notice:

- a. If the thermometer has not been used for a long time it will take 2 seconds longer to start up while the thermometer measures the current ambient temperature and calibrates.
 b. If there is sweat, cosmetics, hair or other obstructions on the forehead the thermometer may show measurement variations. In this case, take the reading from behind the ear, making sure there are no obstructions.
 c. If the ambient temperature is outside the operating range, it will display the message "ERR: This means that any reading may have a greater variation than specified in the manual.
 d. If the body temperature or object temperature are outside the operating range it will display "HI" for higher or "LO" for lower than the operating temperature range.



9. Replacing the batteries

- The battery icon is on the display. If the battery icon flashes this means that the battery should be replaced.

replaced. A low battery can cause inaccurate results. Open the battery cover, replace the battery and put the cover back on. Insert the battery, making sure the positive and negative are the right way round. If the battery is inserted the wrong way round it may cause damage to the thermometer.
 b. Remove the battery when the thermometer will not be in use for a long time.
 c. The thermometer can take 40,000 readings per battery.
 d. Dispose of the batteries at a collection point or specially designated place. Do not dispose with household waste, in a fire or in water.

10. Troubleshooting

- a. The reading is unexpected
 i. The thermometer should be used under stable conditions. The reading may have been taken under frequently changing ambient conditions or when a very hot and cold object have been scanned in quick succession.
 ii. Note the correct distance of the scanner from the object. It must be 1–3 cm.
 b. Nothing happens when the buttons are pressed
 i. Battery may be dead. Replace the battery.
 ii. The battery may be inserted the wrong way round. Check that the positive and negative are the correct way round.
 iii. The device may be damaged. Contact the service centre.
 c. If the problem persists after correctly following the instructions and procedures in this manual, contact your dealer or service centre. Never attempt to repair the device yourself. This product is covered by a 2-year warranty, valid from the date of purchase.

Warning: This product is intended to be used in households and similar applications. We declare that when using the Truelife Care Q7 product as a professional medical device, a safety inspection (BTK) must be performed regularly at the following intervals: 24 months after the purchase of the product, then every 12 months.

Importer:

elem6 s.r.o., Bráškovská 15, 16100 Praha 6, Česká republika

EC REP ALTHOME France, Z.A. 32390 MONTESTR UC/gers, France

Shenzhen Calbeur Industries Co., Ltd.

No. 11 Bldg., Shiguan Industrial Park, Gongming, Guangming New District, Shenzhen, China


This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. You can determine a warranty service at the place of purchase. In case of technical problems or queries contact your dealer who will inform you about the following procedure. Products are covered by a two year warranty, unless otherwise stated.

Date of last revision: 2020-07

DE – BEDIENUNGSANLEITUNG


Der Verbraucher ist verpflichtet sich vor dem Erstgebrauch mit den Anweisungen und den Grundsätzen für die sichere Verwendung des Produktes vertraut zu machen.

**1. Beschreibung des Geräts
Bezeichnungen der Hinweise am Teil des Thermometers:**



1. Infrarotsonde
2. LCD-Display
3. Taste MODE / Einstellung
4. Taste Auf
5. Taste Ab
6. Taste für das Hinterleuchten des Displays
7. Starttaste des Messvorgangs
8. Batteriefach

**2. Beschreibung der Displayangaben
Bezeichnungen der Hinweise auf die Displayangaben:**



1. Betriebsart „Surface“ (Messen der Oberflächentemperatur)
2. Betriebsart „Body Temp“ (Messen der Körpertemperatur)
3. Wert des Messergebnisses
4. Wert des Speichers des Messergebnisse
5. Akustische Signalisierung
6. Temperaturskala °C / °F
7. Warnung des niedrigen Batteriestands
8. Übersicht der gespeicherten Messungen

3. Technische Hauptspezifikationen

Einheit des Messergebnisses	0.1 °C (0.1 °F)
Arbeitsbedingungen – für die Umgebungstemperatur	10–40 °C (50–104 °F)
Lagerbedingungen – für die Umgebungstemperatur	0–50 °C (32–122 °F)
Arbeitsbedienungen – relative Feuchtigkeit	≤ 85%
Lagerbedienungen – relative Feuchtigkeit	≤ 90%
Stromquelle	2x 1.5V AAA Batterien
Maße	98x 36.5 x 132 mm
Gewicht	73 g
Messbereich – Modus der Körpertemperatur	32.0–43 °C
Messabweichung – Körpertemperatur	+/- 0.3 °C
Max. Messabweichung – Oberfläche	+/- 1.0 °C
Abstand der Sonde vom Objekt der Messung	1–3 cm
Messgeschwindigkeit	≤ 0.8 Sekunden
Automatisches Abschalten	15 Sekunden

Datum der letzten Bearbeitung: 2020-07



Wichtiger Hinweis:

- a. Im Falle, dass Sie den Thermometer längere Zeit nicht benutzt haben, dauert der Start ca. um 2 Sekunden länger. Der Thermometer misst binnen dieser Zeit die aktuelle Umgebungstemperatur und wird kalibriert.
 b. Befindet sich auf der Stirn Schweiß, Kosmetik, Haar oder ein anderes Hindernis, kann der Thermometer Messabweichungen anzeigen. Führen Sie den Messvorgang in diesem Fall von der Rückseite des Ohrs durch (achten Sie dabei darauf, dass sich in der Messstrecke kein Hindernis befindet).
 c. Legt die Umgebungstemperatur außerhalb des Messbereichs, wird nach der Anzeige des Messergebnisses das Signal "ERR" angezeigt. Das heißt, dass das Messergebnis höhere Abweichungen aufweisen kann, als im Handbuch festgelegt sind.

- d. Im Falle, dass die Körpertemperatur bzw. die Temperatur des gemessenen Objekts außerhalb des Arbeitsbereichs liegen, wird am Display „HI“ für höhere Temperatur und „LO“ für niedrigere Temperatur, als der Arbeitsbereich ist, angezeigt.

8. Pokyny pro správné měření

- Před měřením priblížte teplomér do vzdálenosti 1–3 cm od povrchu objektu, nebo čela. Měření provedete stisknutím tlačítka spuštění měření. Výsledek se objeví po sekundě.



9. Batterie wechsel

- a. Das Gerät weist Sie auf niedrigen Batteriestand hin, indem am Display das Batteriesymbol angezeigt wird. Im Falle, dass das Batteriesymbol am Display blinkt, ist die Batterie ausgetauschen.

Die entladene Batterie könnte Ungenauigkeiten des Messergebnisses zur Folge haben. Öffnen Sie die Batteriefach, ersetzen Sie die Batterie durch eine neue und schließen Sie das Fach wieder.

Setzen Sie die Batterie in der richtigen Richtung und mit der richtigen Polariität ein. Im Falle, dass Sie die Batterie umgekehrt einsetzen, kann es eine Beschädigung des Thermometers zur Folge haben.

b. Ersetzen Sie die Batterie auch im Falle, dass Sie das Thermometer sehr lange nicht benutzt haben.

c. Mit dem Thermometer können 40.000 Messvorgänge mit einer Batterie durchgeführt werden.

d. Entsorgen Sie die Batterie bei einer Sammelstelle bzw. auf der entsprechenden Stelle. Werfen Sie die Batterie nicht in den Kommunalabfall, ins Feuer bzw. Wasser.

10. Troubleshooting

- a. The reading is unexpected
 i. The thermometer should be used under stable conditions. The reading may have been taken under frequently changing ambient conditions or when a very hot and cold object have been scanned in quick succession.

- ii. Note the correct distance of the scanner from the object. It must be 1–3 cm.

- b. Nothing happens when the buttons are pressed
 i. Battery may be dead. Replace the battery.

- ii. The battery may be inserted the wrong way round. Check that the positive and negative are the correct way round.

- iii. The device may be damaged. Contact the service centre.

- c. If the problem persists after correctly following the instructions and procedures in this manual, contact your dealer or service centre. Never attempt to repair the device yourself. This product is covered by a 2-year warranty, valid from the date of purchase.

Warning: This product is intended to be used in households and similar applications. We declare that when using the Truelife Care Q7 product as a professional medical device, a safety inspection (BTK) must be performed regularly at the following intervals: 24 months after the purchase of the product, then every 12 months.

Importer:

elem6 s.r.o., Bráškovská 15, 16100 Praha 6, Tschechische Republik

EC REP ALTHOME France, Z.A. 32390 MONTESTR UC/gers, France

Shenzhen Calbeur Industries Co., Ltd.

No. 11 Bldg., Shiguan Industrial Park, Gongming, Guangming New District, Shenzhen, China

4. Tabela dokładności pomiaru temperatury ciała w zależności od wartości wyniku

32,0 – 35,9 °C (93,2 – 96,6 °F)	± 0,3 °C (32,0 – 34,9 °C)
36,0 – 39,0 °C (96,8 – 102,2 °F)	± 0,2 °C (35,0 – 42,0 °C)
39,0 – 42,5 °C (102,2 – 108,5 °F)	± 0,3 °C (42,1 – 43,0 °C)

5. Przegląd standardowych zakresów temperatur części ciała

Sposób pomiaru	Normalna temperatura
Rektalny	36,6 – 38,0 °C (97,8 – 100,4 °F)
Oralny	35,5 – 37,5 °C (95,9 – 99,5 °F)
Pod pachą	34,7 – 37,3 °C (94,4 – 99,1 °F)
W uchu	35,8 – 38,0 °C (96,4 – 100,4 °F)

6. Przegląd standardowych temperatur ciała w zależności od wieku

Wiek	Standardowa temperatura ciała
0 – 2	36,4 – 38,0 °C (97,5 – 100,4 °F)
3 – 10	36,1 – 37,8 °C (97,0 – 100,0 °F)
11 – 65	35,9 – 37,6 °C (96,6 – 99,7 °F)
> 65	35,8 – 37,5 °C (96,4 – 99,5 °F)

7. Ustawienie termometru

- a. Ustawienie trybu pomiaru: Naciśnięcie przycisku MODE umożliwia przełączanie pomiędzy trybem pomiaru powierzchni (na wyświetlaczu wyświetlone jest „surface”) i temperatury ciała (na wyświetlaczu wyświetlone jest „body temp”).
Do kolejnych ustawień termometru przejdźmy w każdej chwili przytrzymując naciśnięty przycisk „MODE / USTAWIENIE” przez 2 sekundy. Poszczególne pozycje ustawienia można następnie przewijać ponownie naciśkając przycisk „MODE / USTAWIENIE”.
- b. Naciśnij przycisk „MODE / USTAWIENIE” i trzymaj przez 2 sekundy. Wyświetli się „F-1”. Naciśnij strzałkę w górę lub w dół, można ustawić skale „C”, wzgl. „F”.
- c. Kolejne naciśnięcie przycisku „MODE / USTAWIENIE” wyświetli „F-2”. Naciśkając strzałkę w górę lub w dół, można ustawić temperaturę progową dla sygnału dźwiękowego. Każde naciśnięcie strzałki w góre lub w dół powoduje zmianę o 0,1°C.
- d. Kolejne naciśnięcie przycisku „MODE / USTAWIENIE” wyświetli „F-3”. Naciśkając strzałkę w górę lub w dół, można ustawić ostrzeżenie dźwiękowe o podwyższonej temperaturze. „0” oznacza wyłączone ostrzeżenie, „1” włączone.
- e. Przy kolejnym naciśnięciu przycisku „MODE / USTAWIENIE” wyświetlacz zgąsnie, a ustawienie zostanie zapisane.

8. Instrukcja prawidłowego pomiaru

Pred wykonaniem pomiaru należy przybliżyć termometr na odległość 1–3 cm od powierzchni obiektu lub czoła. Pomiar wykonać przez naciśnięcie przycisku uruchamiającego pomiar. Wynik pojawi się w ciągu 1 sekundy.

Ważne informacje:

- a. Jeżeli termometr nie był używany przez dłuższy czas, jego uruchomienie potrwa ok. 2 sekund dłużej. W tym czasie termometr zmierzy aktualną temperaturę otoczenia i przeprowadzi kalibrację.
b. W przypadku wystąpienia na czole potu, kosmetyk, włosów lub innych przeszkód, termometr może wykazywać odchylenia pomiaru. W takim przypadku należy dokonać pomiaru z tyłu ucha (upewnij się, że na dół pomiaru nie ma żadnej przeszkody).
c. Jeżeli temperatura otoczenia jest poza zakresem roboczym, po wyświetleniu wyniku pojawi się sygnał „ERR”. To oznacza, że wynik pomiaru może wykazywać większe odchylenia niż zostały określone w instrukcji.
d. W przypadku, gdy temperatura ciała lub zmierzonych obiektu jest poza zakresem roboczym, na wyświetlaczu pojawi się „Hi” dla temperatury wyższej i „Lo” dla temperatury niższej, niż wynosi zakres roboczy.

9. Wymiana baterii

- a. Przyrząd informuje o niskim stanie baterii wyświetlając na wyświetlaczu symbol baterii. Jeżeli na wyświetlaczu migra symbol baterii, należy ją wymienić. Rozładowana bateria może spowodować niedokładność pomiaru. Odkryj osłonek baterii, wymień ją i ponownie natóżyc osłonę. Baterię włożyć w odpowiednim kierunku, zachowując prawidłową bieguniowość. Jeżeli bateria zostanie włożona odwrotnie może dojść do uszkodzenia termometru.
- b. Baterię wymień również w przypadku, gdy termometr nie jest używany przez dłuższy czas.
- c. Termometr może wykonać 40.000 pomiarów na jedną baterię.
- d. Bateria oddawka w punkcie zbiorki lub w miejscu do tego wyznaczonym. Nie wrzucaj ich do mieszkańców, ognia ani wody.

10. Rozwiązywanie problemów

- a. Wynik pomiaru nie odpowiada oczekiwanej rzeczywistości.
i. Termometr należy stosować w stabilnych warunkach. Pomary mogą wykazywać odchylenia, gdy często zmieniają się warunki otoczenia lub, gdy bardzo gorące i zimne przedmioty są mierzone w krótkich odstępach czasu.
ii. Zachowuj prawidłową odległość sondy od obiektu pomiaru. Musi ważyć się w granicach 1–3 cm.
b. Przyrząd nie reaguje na naciśnięcie przycisku.
i. Mogą być rozładowane baterie. Należy je wymienić.
ii. Baterie mogą być nieprawidłowo włożone. Sprawdź bieguniowość włożonych baterii. Ewentualnie zmień ułożenie baterii.
iii. Przyrząd może być uszkodzony. Zgłoś się do serwisu.

- c. Jeżeli problemy z termometrem utrzymują się nawet po postępowaniu zgodnie z instrukcją i zaleceniami należy zgłosić się do sprzedawcy lub punktu serwisowego w celu reklamacji. Nie naprawiaj przyrządu samodzielnie. Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją od daty sprzedaży.

Ostrzeżenie: To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych środowisk. Izjavljamo, da je potrebno v primeru uporabe izdelka TrueLife Care Q7 kot profesionalnega medicinskega pripomočka, redno izvajati varnostno tehnično kontrolo (BTK) v naslednjih intervalih: 24 mesecev po nakupu izdelka, nato pa na vsakih 12 mesecev.

Importer: elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16100 Praha 6, Republika Czeska

EC REP ALTHOME France, Z.A. 32390 MONTESTR UC/gers, France

Shenzhen Calibre Industries Co., Ltd.

Podany symbol (przekreślony kosz) na produkcji lub w załączonej dokumentacji oznacza, że zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno likwidować łącznie z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy oddać go do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostanie bezpłatnie odebrane. Naprawy gwarancyjne zgłaszać do swojego sprzedawcy. W przypadku problemów technicznych lub pytań skontaktować się ze swoim sprzedawcą, który poinformuje o dalszej procedurze postępowania. Okres gwarancji na produkt wynosi 24 miesiące, o ile nie ustalone inaczej.

Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu: 2020-07

HU – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


Az első használata vétel előtt a felhasználó köteles megismerkedni a termék biztonságos használatára vonatkozó utasításokkal és alapelvekkel.

1. A készülék összetevői

- A hőmérséklet és egyéb elemek:**
1. Infrarövidélérzékelő
2. LCD-képernyő
3. MODE / Beállítás gomb
4. FEL gomb
5. LE gomb
6. Kijelző háttérvilágítás kapcsoló
7. Mérés indítás gomb
8. Elmentárt fedél

2. A kijelzőn megjelenő adatok

- A hőmérsékleti kijelzőnek az elemei:**
1. „Surface” üzemmód (felületi hőmérséklet mérése)
2. „Body temp” üzemmód (testhőmérséklet mérése)
3. Mérés eredménye
4. Memória sorszáma
5. Hangjelzés
6. °C / °F mérőtérégység
7. Elemlemelezés kijelző
8. Elmentett méréslek



Az első használata vétel előtt a felhasználó köteles megismerkedni a termék biztonságos használatára vonatkozó utasításokkal és alapelvekkel.

3. Fő műszaki adatok

Mérhető érték	0,1 °C (0,1 °F)
Üzemeltetési környezeti hőmérséklet	10 – 40 °C (50 – 104 °F)
Tárolási környezeti hőmérséklet	0 – 50 °C (32 – 122 °F)
Üzemeltetési páratartalom	≤ 85%
Tárolási páratartalom	≤ 90%
Tápellátás	2x 1,5V AAA elem
Mérőtér	98 x 36,5 x 132 mm
Tömeg	73 g
Mérési terjedelem – testhőmérséklet üzemmodban	32,0 – 43 °C
Mérési terjedelem – felületi hőmérséklet üzemmodban	0 – 100 °C
Máxi. elterés – testhőmérséklet mérése során	+/- 0,3 °C
Máxi. elterés – felületi hőmérséklet mérése során	+/- 1,0 °C
Mérési sebesség	< 0,8 másodperc
Automatikus kiakcsolás	15 másodperc

4. Pontosság a mért értékek függvényében

32,0 – 35,9 °C (93,2 – 96,6 °F)	± 0,3 °C (32,0 – 34,9 °C)
36,0 – 39,0 °C (96,8 – 102,2 °F)	± 0,2 °C (35,0 – 42,0 °C)
39,0 – 42,5 °C (102,2 – 108,5 °F)	± 0,3 °C (42,1 – 43,0 °C)

5. Az emberi test normál hőmérsékletei

Mérési mód	Normál hőmérséklet
Végzőbel	36,6 – 38,0 °C (97,8 – 100,4 °F)
Szájban	35,5 – 37,5 °C (95,9 – 99,5 °F)
Hónaljban	34,7 – 37,3 °C (94,4 – 99,1 °F)
Fülben	35,8 – 38,0 °C (96,4 – 100,4 °F)

6. Az emberi test normál hőmérsékletei az életkor függvényében

Életkor	Normál testhőmérséklet
0 – 2	36,4 – 38,0 °C (97,5 – 100,4 °F)
3 – 10	36,1 – 37,8 °C (97,0 – 100,0 °F)
11 – 65	35,9 – 37,6 °C (96,6 – 99,7 °F)
> 65	35,8 – 37,5 °C (96,4 – 99,5 °F)

7. A hőmérő beállítása

- a. A mérési üzemmód beállítása: A MODE gomb megnyomásával tud átkapcsolni a két mérési üzemmód között. A felületi hőmérséklet mérése a kijelzőn a „Surface”, a testhőmérséklet mérése a kijelzőn a „Body temp” felirattal két látszanía.
A hőmérő egyéb beállításai nyomja meg 2 másodpercig MODE/Beállítások gombot. A beállított elem között MODE/Beállítások gomb nyomogatással tud lépegetni.
b. Nyomja meg 3 másodpercig a MODE/Beállítások gombot. Az „F-1” felirat jelenik meg. A FEL vagy LE nyílakkal állítja a kijelzőt a kapcsolódó hőmérséklet határához. A FEL vagy LE nyílakkal állítja a hőmérsékletet a hőmérséklet hangerőszámának megfelelően.
c. Nyomja meg 3 másodpercig a MODE/Beállítások gombot. Az „F-2” felirat jelenik meg. A LE nyílakkal állítja a hőmérsékletet a hőmérséklet hangerőszámának megfelelően.
d. Nyomja meg 3 másodpercig a MODE/Beállítások gombot. Az „F-3” felirat jelenik meg. A LE nyílakkal állítja a hőmérsékletet a hőmérséklet hangerőszámának megfelelően.

8. Útmutató a helyes méréshez

- a. Méréshez a készüléket tegye a mérődönél felületi (pl. homlok) 1–3 cm távolságra.
A méréshez a készülék rögzítéséhez használható kijelzőt a körülbelül 2 másodpercig megfog tartani. A készülék ezen idő alatt megméri a környezeti hőmérsékletet és végrehajtja a kalibrációt.
b. A bőrrel szemben található izzadság, kozmetikai készítmények, a haj és szőrzet stb. mérési pontatlanulok okozhatnak. Ilyen esetben a mérőt a fül részére mozdítva hagyja végre (úgyeljen arra, hogy a hőmérő és a mérő felület között legyen semmi sem, ami akadályozna a mérést).
c. Amennyiben a környezeti hőmérsékletet a mérő adatoknál megadott értéken kívül van, akkor a kijelzőn a következő feliratot láthat: „ERR”. Ez arra utal, hogy a mérő érték pontossága rosszabb lesz, mint amit a használ